


# キャナルペーストの取扱い上の注意

**A材**と**B材**はペーストのかたさが異なるため、チューブから押し出す際には注意してください。  
(**A材**：硬め、**B材**：軟らかめ)

## A材とB材の標準比

**A材**と**B材**の標準比は質量で1:1です(目安:下図参照)。



## 保管上の注意

空気に長時間触れると本材が固くなり、キャップが開けにくくなったり、しっかりと締まらなくなることがあるので、チューブ口の周りに付着した本材は必ず拭き取り、密栓し保管してください。



株式会社 ジーシー昭和薬品

C-2204CP