

歯周病予防&メンテナンスのための微細ソフト毛歯ブラシ

# ピーメンテ®

PMAINTE® PM-323

## 1 毛が柔らかい

腫れ、炎症の部位に優しい

太さ **3mil**\* (0.0762mm)

\* 1mil=0.0254mm

## 2 毛が短い

ブラッシングに  
適正な毛のコシ

毛の長さ 6mm

## 3 毛の本数・密度が高い

マッサージ効果が高い

## 4 ヘッドが小さい

局所に届くように設計



全長 175mm (原寸大)


包装：1本箱入×10

植毛列：3列  
穴数：23タクト  
(毛の本数は通常の歯ブラシの約8倍)

薬剤の塗布や  
歯肉マッサージに  
最適な歯ブラシです!



4週間後の歯周病改善率 [指標：BOP (歯肉出血)] n=36



\* 1日3回毎食後のブラッシング後に1分間歯肉をマッサージするように塗布

引用文献：鈴木丈一郎 他：歯周疾患治療剤（ヒノボロン）塗布用試作歯ブラシのプラーク除去および歯肉炎症改善効果。日歯周誌，50(1)：30-38，2008。（一部改変）



製造販売元  
株式会社 ジーシー昭和薬品  
東京都板橋区蓮沼町76番1号

TEL:0120-648-914  
(受付時間)9:00~17:30 (土・日・祝日・弊社休日を除く)

PMT80201L  
2022年4月 (F-2204MB)